

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPUTO

1. Lave y enjuague su boca con agua.
2. La muestra se debe tomar temprano en la mañana.
3. Tosa profundamente. Debe colocar el esputo (moco de la parte inferior de los pulmones) directamente en el recipiente estéril suministrado por el laboratorio.
4. NO expectore (escupa) saliva ni goteo posnasal en el recipiente.
5. Use los kits de recolección para todo el esputo (moco). Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.
6. Envíe solo el tubo plástico interno al laboratorio. Nunca envíe un recipiente con fugas de líquido.
7. Asegúrese de incluir su nombre, la fecha y la hora de recolección en el recipiente.
8. **Lleve la muestra al laboratorio dentro de la siguiente hora después de su recolección.**
Parrish Medical Center está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para recibir las muestras en: 951 N. Washington Ave., Titusville, FL 32796.

Llame a Express Lab al 321-268-6333, ext. 7344 o al Laboratorio Principal después del horario de atención habitual al 321-268-6134 si tiene alguna pregunta.

Parrish Medical Center

951 N. Washington
Titusville, FL 32796
Teléfono: 321-268-6134
Abierto las 24 horas

PMC Express Lab:

321-268-6333, ext. 7344;
Lunes a viernes, de 6:30 a. m. a 6:00 p.m.;



Sábado de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.